



Sint-Dimpna
Ziekenhuis Geel

PATIËNTENBROCHURE
Gebruik van inhalatiesysteem
Ellipta

Omwille van een (long)aandoening bent u genoodzaakt inhalatiemedicijnen in te nemen. Deze brochure beschrijft het correct gebruik van uw inhalatiesysteem of -toestel.

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen, aarzel dan zeker niet ze te stellen. Uw behandelende arts, verpleegkundige, ergotherapeut, kinesist of apotheker geeft u graag meer uitleg. Info over dosis of bijwerkingen vindt u terug in de bijsluiter van het product.



De instructies voor het gebruik van de inhalatiemedicatie zijn als filmpje beschikbaar op www.ziekenhuisgeel.be.



Ellipta

Techniek

1. Ga rechtop zitten.
2. Houd de Ellipta rechtop. Open de Ellipta door de beschermkap helemaal naar beneden te drukken tot u een 'klik' hoort.
3. De Ellipta is geladen en de medicatie staat nu klaar voor gebruik. De teller heeft 1 dosis minder.
4. Blijf de Ellipta rechtop houden, adem rustig en bijna volledig uit (nooit uitademen in de inhalator).
5. Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en omsluit het goed met de lippen. Zorg dat uw hand het luchtroostertje bovenaan niet afsluit.
6. Buig het hoofd licht achterover.
7. Adem snel en diep in, zodat de medicatie vrijkomt. Blijf daarna volledig verder inademen.
8. Hou de adem 5 à 10 seconden in en neem ondertussen de Ellipta uit de mond.
9. Adem rustig uit langs de mond (nooit uitademen in de inhalator).
10. Sluit de Ellipta door de beschermkap terug naar boven te brengen tot u een 'klik' hoort.
11. Als u meerdere dosissen moet nemen: herhaal stap 2 tot en met 10.
12. Spoel de mond met water (niet inslikken).



Aanbevelingen

- Bewaar de inhalator op een droge en koele plaats.
- Adem nooit uit in de Ellipta.
- De Ellipta is leeg als de dosisteller op nul staat. Controleer dit tijdig.