



## Informatiebrochure Spoelen Poortkatheter



## PORT-A-CATH IN DE THUISZORG?

### INFORMATIE VOOR PATIËNTEN



***Spoel om de 12 weken de poortkatheter met fysiologische zoutoplossing (NaCl 0.9%) tijdens een periode van buitengebruikstelling.***

***De poort wordt aangeprikt met een Huberpuntnaald (Gripper). Standaard wordt een naald met een diameter van 20G en een naaldlengte van 25 mm gebruikt.***



- Verzamel uw materiaal.
- Ontsmet uw propere handen met handalcohol.
- Open steriele verbandset en deponeer het nodige steriel materiaal in het veld.
- Maak de aanprikplaats vrij.
- Ontsmet de huid met een alcoholische oplossing en laat drogen
- Doe steriele handschoenen aan.
- Prik de poort loodrecht aan.
- Controleer of bloedaspiratie mogelijk is (bloed in de verlengleiding).
- Spoel de poortkatheter daarna pulserend met 10 ml NaCl 0.9% (uit een steriele flacon). Sluit af onder positieve druk : sluit de klem terwijl de laatste 3 ml traag wordt ingespoten.
- Dek het prikgaatje af met een steriel verbandje direct na het verwijderen van de naald.

## AANDACHTSPUNTEN

- De poortkatheter kan worden gespoeld door een thuisverpleegkundige (een zelfstandige of via een organisatie) of door de huisarts.
- Vraag een voorschrift voor het spoelen van de katheter (elke 12 weken) aan uw behandelend arts in het ziekenhuis. De thuisverpleegkundige of huisarts heeft het nodige materiaal om aan te prikken en te spoelen.

## CONTACTGEGEVENS

Bij een katheterprobleem (bv. géén bloedaspiratie) of voor bijkomende inlichtingen kunt U contact opnemen met :

- Daghospitaal oncologie – hematologie 014/57 71 74
- Dienst oncologie – hematologie 014/57 73 70